

ХАРАКТЕРИСТИКИ АППЛИКАТОРОВ LYMPHASTIM

НОМЕР ЗАКАЗА	НАЗВАНИЕ	РАЗМЕРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
P6000.060 P6000.061	Аппликатор-брюки 24 сектора Аппликатор-брюки 12 секторов	A: мин./макс. обхват бедра: 66-76 см B: длина от пояса до промежности: 47 см C: мин./макс. обхват талии: 100-132 см D: общая длина: 146 см E: мин./макс. обхват лодыжки: 44-54 см		Аппликатор-брюки — подходит пациентам с различными типами телосложения. Рекомендуется для частого использования.	Некоторым пациентам не очень нравится эта форма, поскольку лодыжечная часть не так эргономична, как у других аппликаторов Lymphastim.
P6000.068	Полоса расширяющая для аппликатора нижних конечностей — размеры M, S (P6000.066, P6000.062, P6000.076, P6000.077)			Добавляет к аппликатору до 17 см обхвата.	Расширяющая полоса не надувается.
P6000.069	Полоса расширяющая для аппликатора нижних конечностей — размер L (P6000.067, P6000.063)				
P6000.070	Полоса расширяющая для аппликатора-брюк (P6000.060, P6000.061)				
P6000.059	Аппликатор-брюки 24 сектора на липучках	A: мин./макс. обхват бедра: 70-84 см B: длина от пояса до промежности: 37 см C: мин./макс. обхват талии: 90-144 см D: общая длина: 111 см E: мин./макс. обхват лодыжки: 50 см		Самые эргономичные брюки Lymphastim на рынке. Велькро (липучки) позволяет изменять размер аппликатора для пациентов различной комплекции, поэтому для данного аппликатора не требуется расширяющая полоса.	Даже качественные липучки со временем изнашиваются и отрываются. Использование липучки несколько сложнее, чем молнии. При использовании на очень крупных пациентах или при большом давлении липучка может начать раскрываться.
P6000.071	Аппликатор-брюки 24 сектора на липучках — размер XL	A: мин./макс. обхват бедра: 80-90 см B: длина от пояса до промежности: 37 см C: мин./макс. обхват талии: 110-150 см D: общая длина: 111 см E: мин./макс. обхват лодыжки: 50 см		Для очень крупных пациентов.	Не подходит для худых пациентов.
P6000.072	Аппликатор-брюки 24 сектора на молнии	A: мин./макс. обхват бедра: 80-90 см B: длина от пояса до промежности: 37 см C: мин./макс. обхват талии: 110-150 см D: общая длина: 111 см E: мин./макс. обхват лодыжки: 50 см		Эргономичные и легкие в использовании. Прекрасное сочетание эргономичной формы и молнии.	Подходит не для всех пациентов — для крупных пациентов потребуется расширяющая полоса.
P6000.067	Аппликатор для нижних конечностей 10 секторов — размер L	Размер L: A: обхват бедра: 76 см B: длина: 94 см		Эргономичные и легкие в использовании. Прекрасное сочетание эргономичной формы и молнии.	Подходит не для всех пациентов — для крупных пациентов потребуется расширяющая полоса.
P6000.063	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов — размер L				
P6000.066	Аппликатор для нижних конечностей 10 секторов — размер M	Размер M: A: обхват бедра: 70 см B: длина: 78 см			
P6000.062	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов — размер M				
P6000.076	Аппликатор для нижних конечностей 10 секторов — размер S	Размер S: A: обхват бедра: 63 см B: длина: 78 см			
P6000.077	Аппликатор для нижних конечностей 6 секторов — размер S				
P6000.065	Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов	A: обхват плеча: 45-50 см B: длина: 100 см		Большая нагрудная камера и велькро — легкий подбор размеров. Не обязательно часто использовать липучку.	
P6000.064	Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов				
P6000.075	Аппликатор для верхних конечностей 8 секторов — размер S	Для размера S: A: обхват плеча: 45-50 см B: длина: 88 см			
P6000.074	Аппликатор для верхних конечностей 6 секторов — размер S				
P6000.034	Кабель-интерфейс для 2 аппликаторов для верхних или нижних конечностей			Возможно использование 2 аппликаторов для верхних или нижних конечностей одновременно.	