

EMERGO™

Каталка медицинская для
перевозки пациентов
модульной конструкции

Комфорт и надежность
для неотложной помощи
и реабилитации

БОЛЬНИЦЫ И ОТДЕЛЕНИЯ
СКОРОЙ ПОМОЩИ



Каталка для перевозки пациентов Emergo

Классическая больничная каталка для пациентов Emergo выпускается в нескольких моделях с 2- или 3-секционным матрасным основанием. Надежная и прочная конструкция делает ее незаменимой в условиях интенсивного использования. Широкий выбор опций и регулировок гарантирует комфорт, безопасность и надежность в различных ситуациях, например, при использовании в отделениях скорой помощи и интенсивной терапии, при транспортировке пациентов, а также в ходе процедур и реабилитации. Каталка для перевозки пациентов Emergo, разработанная и произведенная в Финляндии, — это долговечное и качественное оборудование для любой клиники или больницы.

Экономичное и долговечное оборудование


- Модульная конструкция позволяет укомплектовать каталку в соответствии с вашими потребностями
- Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей
- Прочная конструкция, износостойчивые материалы

Комфорт и безопасность для пациентов

- Регулируемое матрасное основание обеспечивает удобство пациента
- Возможность опустить на необходимую высоту, чтобы пациенту было комфортно
- Дополнительные лотки и корзины для хранения личных вещей пациента
- Боковые ограждения повышают безопасность пациента
- Каталка также пригодна для пациентов с большой массой тела

Эргономика и удобство для медицинского персонала

- Простые регулировки с помощью газовых пружин
- Матрасное основание поднимается на удобную рабочую высоту
- Боковые ограждения регулируются одной рукой
- Легкость очистки, даже с рентгеновской платформой
- Превосходная управляемость даже в тесных помещениях — пятое колесо повышает маневренность



Дополнительные принадлежности, устанавливаемые на заводе



Колеса


1. Стандартной конструкции Ø 150 или 200 мм, антистатические
2. PJP Ø 150 мм

Фиксированная, без колес (например, для использования на кораблях.)




Рентгенопрозрачное, легкоочищаемое матрасное основание

Входит в комплектацию моделей 6270 и 6280



5° колесо, улучшающее маневренность



Слева показано, как радиус поворота уменьшается при использовании пятого колеса. Справа показана аналогичная ситуация без пятого колеса.

Хранение



Лоток из АБС-пластика

100006620 большой
100006622 большой, для модели с двумя педалями
100006625 большой, для модели с пятым колесом
100006626 малый, только в комплекте с большим лотком
(Не предназначен для рамы с фиксированной высотой.)



Решетчатая корзина под спинной секцией 582

100000582



Решетчатая корзина под ножной секцией 583

100000583

(Не предназначена для модели с 5-м колесом.)



Корзина для принадлежностей 9784

128009784

Держатели и рельсы




Держатель для бумажных полотенец 733

100000733



Рельсы для крепления принадлежностей (пара) 700 (заменяет боковые ограждения; опора для руки на рисунке не включена)


100000700



Держатель кислородных баллонов 589


100000589 для баллонов на 5 литров
100005860 для баллонов на 2 литра

Инфузионные стойки



Инфузионная стойка с 4 крючками 499

100000499



Складная инфузионная стойка для подрамника 6678

100006678

Прочие дополнительные принадлежности



Гигиеничные антистатические матрасы

Размер 650 мм x 1950 мм
Толщина 50 мм, 80 мм или 100 мм из вязкоупругого поролона



Ремни для фиксации пациента (комплект) 790

100000790



Боковые ограждения (пара)

100006713 хромированные / цвет желтый
100006723 эпоксидное покрытие / цвет желтый



Рукоятка для перемещения, складная 6791

100006793 хромированная / цвет желтый
100006795 эпоксидное покрытие / цвет желтый

Цвета на иллюстрациях могут отличаться от реальной цветовой гаммы, имеющейся в наличии.

Модели Emergo

Модель	Неотложная помощь Транспортировка Процедуры	Неотложная помощь Интенсивная терапия Процедуры		Неотложная помощь Транспортировка Процедуры Реабилитация
	6250	6270	6280	6350
Матрачное основание, количество секций	2	2	2	3
Рентгенопрозрачность		✓	✓	
Тренделенбург и анти-Тренделенбург	✓	✓	✓	✓
Регулируемая высота	✓	✓	✓	✓
Подрамник			✓	
Пятое колесо	дополнительно	дополнительно	дополнительно	дополнительно

Выше перечислены модели каталог для указанных случаев применения. Также предлагаются другие конфигурации. Более подробную информацию можно получить, обратившись к представителю компании Merivaara.

Технические характеристики

Матрачное основание	2- или 3-секционное, стальная рама, хромированная или с эпоксидным покрытием
Ширина матрачного основания	705 мм
Длина матрачного основания	2075 мм, с подрамником 2150 мм
Рекомендованный размер матраца	650 мм x 1950 мм
Регулировка высоты минимальная – максимальная, гидравлически	560 мм – 930 мм (с колесами 150 мм) 610 мм – 980 мм (с колесами 200 мм) Рентгенопрозрачное матрачное основание увеличивает высоту на 60 мм
Высота модели с фиксированной высотой (100006230)	740 мм (с колесами 150 мм)
Угол наклона спинной секции, с помощью газовой пружины	0° – 70°
Угол наклона ножной секции, с помощью газовой пружины	0° – 45° (в 3-секционной модели)
Тренделенбург, с помощью газовой пружины	14°
Анти-Тренделенбург, с помощью газовой пружины	7°
Безопасная рабочая нагрузка	225 кг

Индивидуальные конфигурации, варианты ширины и регулировки по высоте доступны по специальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в ближайшее представительство компании Merivaara.

В мае 2019 года финский производитель медицинского оборудования Lojer приобрел госпитальный бизнес компании Merivaara. Согласованная сделка включает в себя права на продажу функциональных кроватей, каталог, смотровых столов и родовых кроватей.

LOJER® *For easy care*